



AKIŞKAN YATAK KURUTUCU TG 200

TG200 kurutucu, Ar-Ge bölümleri, numune hazırlama, kalite kontrol için kullanılır. Organik, inorganik, kimyasal veya farmasötik numunelerin aşırı ısınmasını önleyerek kolayca kurutulmasının sağlar. Kaba, kristalize, lifli ve sert numuneler içinde kullanılır. Güçlü fan sayesinde optimum hava akışını sağlayarak, ürünü yeterince gevşetir ve kısa zamanda kurutur. Sıcaklık, kurutma zamanı ve fan hızı dijital olarak sürekli ayarlanabilir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- | Sıcaklığa duyarlı malzemelerin hassas kurutulması, dağıtılması ve karıştırılması
- | Birkaç ara aşama ile maksimum 9 saatlik kurutma süresi
- | Çok kısa sürede kurutma (5....20 dk.)
- | Optimum hava geçişi için güçlü fan
- | Kolay tutulabilir
- | Akışkan yatakta daha iyi bir karışım için aralıklı çalışma modu
- | Değişik hazneler içeren geniş aksesuar aralığı
- | 9 adet programa kadar hafızaya alma
- | Fırçasız motor ile uzun ömürlü servis hizmeti

APLIKASYON ÖRNEKLERİ

deri, kok kömürü, kompost, kömür, selüloz, ...

FONKSIYON PRENSİBİ

Akışkan yataklı Kurutucu TG 200, büyük sanayilerde kullanılan ,benzer yöntemle çalışır. Ortam havası bir filtre üzerinden çekilmektedir. Körük ısıtma elemanları boyunca havayı hareket ettirir ve delikli bir levha üzerinden çıkar. Katı parçacıklar yukarı doğru üflenir böylece birbirlerinden ayrılır. Bu, diğer kurutma yöntemlerinde oluşan yapışmayı önler. Hava akımı kapaktaki filtre torbası ile parçacıklarda oluşan nem'i ayıklar. Çapı 100 mikron daha ince ürünleri için, polar filtre ekleme ile hızlı kelepçe kapağı kullanımı tavsiye edilir. 1000 watt'lık fan,185 m³ hava akımı sağlar .Hava akımı, ısıtma gücü ve sıcaklık sürekli olarak dijital ayarlanabilir.



[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

AKIŞKAN YATAK KURUTUCU TG 200

TEKNİK VERİ

Uygulamalar	kurutma
Uygulama alanı	biyoloji, kimya .., tarım
Besleme malzemesi	yüksek miktarda malzeme ve katılar
Malzeme giriş büyüklüğü	> 100 µm
Hacim akışı	185 m ³ /s
Zaman ayarı	digital, 1 - 99 min / 2 - 9 hours / continuous operation
Kaydedilebilir SOP	9
sıcaklık kontrolü	sürekli ayarlanabilir, 40 - 130 ° C (hava çıkış hızına bağlı olarak)
Kuruma süresi	5 - 20 dk, ürüne, miktar ve rutubet miktarına bağlı olarak
Konteyner hacmi	1 x 6 l / 3 x 0.3 l
Elektriksel veriler	200-240 V, 50/60 Hz
Güç bağlantısı	1-faz
G x Y x D	400 x 1000 x 480 mm
Net ağırlık	~ 21 kg
Standartlar	CE

* besleme malzemesi ve cihaz yapılandırmasına / ayarlarına bağlıdır

www.retsch.com/tg200

SIPARIŞ BİLGİSİ

AKIŞKAN YATAKLI KURUTUCU TG 200

Akışkan Yataklı Kurutucu TG 200, filtre torbalı "comfort" kapak dahil
(ltfen kurutma kabını ayrıca sipariř edin)

70.760.0001  TG 200 200–240 V,
50/60 Hz

KURUTMA KABI TG 200

72.783.0001  6 litre cam kurutma kabı

72.783.0002  6 litre paslanmaz elik kurutma kabı

72.002.0005 3 x 0,3 litre cam kurutma kabı (ara halka, tutucu ve filtre torbaları dahil)

AKSESUARLAR TG 200

72.643.0001   Filtre ekli (deęiřtirilebilir) sıkıřtırma kapaęı "comfort", dahil. 10 yedek filtre

72.143.0001  "Comfort" kapaęı sıkıřtırmak iin filtre eki, 10 para

72.107.0002   Filtre torbasıyla "comfort" kelepeli kapak

02.186.0015  Kapaęı sıkıřtırmak iin filtre torbası "comfort"

72.107.0001   0,3 litrelik kurutma kapları iin filtre ekli kapak, 3 adet

03.186.0024  0,3 litrelik kurutma kabı iin filtre eki, 1 adet

02.045.0020  Cam yedek kurutma kabı, 0,3 litre, 1 adet

02.186.0004   0,3 litre kurutma kabı iin filtre torbası, 1 adet

72.001.0005		Kurutma elekleri için adaptör 203 mm Ø
72.143.0003		Dust filter for TG 200, 10 pcs.
72.737.0003		TG 200 için hızlı bağlama elemanları, 1 çift
72.742.0001		Çubuklar, düz, 1 çift
99.200.0018		TG 200 için IQ / OQ Belgeleri